

**FFP2 Faltnaske ohne Ventil /  
FFP2 face mask foldable without valve**  
Einweg Atemschutzmaske /  
Disposable, protective respirator mask



## Produktdaten / Description

REF	Farbe / Color	Packung / Package	Karton / Carton
ZH3161	weiß / white	40 Stück / 40 pcs. 135 x 135 x 210 mm	20 Packungen / 20 boxes 690 x 285 x 440 mm

## Allgemeine Informationen / General information

### Materialzusammensetzung / Material composition

- 29% Polypropylen-Spunbond-Vlies, 41% Polypropylen-Meltblowngewebe und 30% Polyesterfaser / 29% PP spunbond, 41% PP melt blown fabric and 30% polyester fiber
- 4-lagig / 4 ply layer
- Farbe: Weiß / Color: white
- Ventil / valve: N/A
- Band: Polyurethan und Polyester / Head band: polyurethane and polyester

### Technische Daten / Technical Data

- Maximale gesamte nach innen gerichtete Leakage / Maximum total inward leakage: 8 %
- Maximaler Atemwiderstand (bei 160 L/min) / Maximum breathing resistance (at 160 L/min): 3 %
- Maximaler Durchlass des Filtermediums / Maximum filter penetration: 6 %

### Haltbarkeit / Shelf life

3 Jahre bei produktgerechter Lagerung (Trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen) /  
3 years if stored properly (store in a cool and dry place, protect from sunlight)

### Qualitätsstandards / Quality standards

Persönliche Schutzausrüstung nach Verordnung (EU) 2016/425  
EN 149:2001+A1:2009

### Importeur / Importer

Meditrade GmbH, Medipark 1, D-83088 Kiefersfelden,  
Email: [info@meditrade.de](mailto:info@meditrade.de), [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

### EU-Repräsentant / EC Representative

Lotus NL B. V., Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, Den Haag, Niederlande.

### Hersteller / Manufacturer

Shanghai Zhongzhi Health Articles Co.,Ltd, No. 1068, Mingye Road, Sheshan Industrial Zone, Songjiang District, Shanghai, China, Email: [maskxmh@vip.163.com](mailto:maskxmh@vip.163.com), <http://www.zhongzhimask.com>

### Benannte Stelle / Notified Body

BSI Group The Netherlands B.V. (CE Nummer 2797), Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Niederlande.

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de)

# Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Status:  
2020-12

## Anwendungshinweise



1. Öffnen Sie die gefaltete Atemschutzmaske mit dem Nasenstück nach oben und halten Sie die Atemschutzmaske in der Hand, lassen Sie die Bänder frei hängen



2. Positionieren Sie die Atemschutzmaske unter dem Kinn



3. Ziehen Sie das untere Band über den Kopf und positionieren Sie es unter den Ohren. Ziehen Sie das obere Band am Hinterkopf über die Ohren, um den besten Sitz zu erreichen



4. Drücken Sie auf das Nasenstück, damit es sich um die Nase schmiegt



5. Zur Überprüfung des Sitzes beide Hände über die Atemschutzmaske legen und kräftig ausatmen. Wenn Luft um die Nase strömt, ziehen Sie das Nasenstück fest. Wenn am Rand Luft austritt, positionieren Sie das obere Band neu und passen Sie es für einen besseren Sitz an.

6. Prüfen Sie die Abdichtung erneut und wiederholen Sie den Vorgang, bis die Atemschutzmaske richtig abgedichtet ist.

## Warnhinweise

1. Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch die Maske auf sichtbare Beschädigungen, Verschmutzungen und das Verfallsdatum.
2. Die Nichtbeachtung aller Anweisungen und Einschränkungen bei der Verwendung dieses Produkts kann die Wirksamkeit der Atemschutzmaske verringern und zu Krankheit oder Tod führen.
3. Eine richtig ausgewählte Atemschutzmaske ist zum Schutz Ihrer Gesundheit unerlässlich. Wenden Sie sich vor der Verwendung dieser Atemschutzmaske an einen Betriebshygieniker oder Fachmann für Arbeitssicherheit, um die Eignung für den von Ihnen beabsichtigten Gebrauch zu bestimmen. Prüfen Sie die Atemschutzmaske vor der Verwendung stets auf ihren korrekten Sitz.
4. Dieses Produkt liefert keinen Sauerstoff. Verwenden Sie es nur in ausreichend belüfteten Bereichen, die ausreichend Sauerstoff zur Lebenserhaltung enthalten. Verwenden Sie diese Atemschutzmaske nicht, wenn die Sauerstoffkonzentration weniger als 19,5 % beträgt.
5. Nicht verwenden, wenn die Schadstoffkonzentration unmittelbar gesundheits- oder lebensgefährlich ist. Verwenden Sie diese Atemschutzmaske nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen. Verlassen Sie den Arbeitsbereich sofort und kehren Sie an die frische Luft zurück, wenn a) das Atmen schwierig wird oder b) Schwindel oder andere Beschwerden auftreten;
6. Gesichtshaare oder Bärte und bestimmte Gesichtsmarkmalen können die Wirksamkeit dieses Atemschutzgeräts beeinträchtigen.
7. Ändern oder modifizieren Sie diese Atemschutzmaske niemals in irgendeiner Weise.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht länger als eine Schicht (8 Stunden). Keine Wartung erforderlich.
9. Entsorgen Sie die gebrauchte Atemschutzmaske nach dem Einmalgebrauch.
10. Bewahren Sie die Atemschutzmaske bis zum Gebrauch in der Verpackungsschachtel, geschützt vor direktem Sonnenlicht, auf.

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de)

## Instructions for Use



1. Open the folded protective respirator mask with the nosepiece up and hold the protective respirator mask in hand, Allow headbands to hang freely



2. Position the protective respirator mask under the chin covering mouth and nose



3. Pull the lower headband over the head and position below ears. Pull the top headband on the back of head above ears for best fit



4. Press soft nosepiece to conform around the nose.



5. To check fit, cup both hands over the mask and exhale vigorously. If air flows around nose, tighten the nosepiece. If air leaks around the edge, reposition and adjust the headband for better fit.

6. Retest the seal and repeat the procedure until the protective respirator mask is sealed properly.

## Warning

1. Please check the mask for visible damage, dirt and the expiry date before use.
2. Failure to follow all instructions and limitations on the use of this product could reduce the effectiveness of protective respirator masks and result in sickness or death.
3. A properly selected protective respirator mask is essential to protect your health. Before using this protective respirator mask, consult an industrial hygienist or occupational safety professional to determine the suitability for your intended use. Always check the protective respirator mask for fit prior to use.
4. This product does not supply oxygen. Use only in adequately ventilated areas containing sufficient oxygen to support life. Do not use this protective respirator mask when oxygen concentration is less than 19.5%.
5. Do not use when concentrations of contaminants are immediately dangerous to health or life. Do not use this protective respirator mask in explosive environment. Leave work area immediately and return to fresh air if, a) breathing becomes difficult, or b) dizziness or other distress occurs;
6. Facial hairs or beards and certain facial characteristics may reduce the effectiveness of this protective respirator mask.
7. Never alter or modify this protective respirator mask in any way.
8. Do not use for more than one shift (8 hours). No maintenance necessary.
9. Discard the used protective respirator mask after single use.
10. Keep protective respirator mask in the packaging box away from direct sunlight until use.

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de)