

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Status:
2017-05

Gentle Skin® classic

Unser extrastarker Untersuchungshandschuh aus Latex / Our extra strong latex examination glove



Physikalische Eigenschaften / Physical properties:

REF	Größe / Size	Länge / Length (mm)	Breite / Width (mm)
1221RXS	Extra-Small	min. 240	75 ± 5
1221RS	Small	min. 240	85 ± 5
1221RM	Medium	min. 240	95 ± 5
1221RL	Large	min. 240	106 ± 5
1221RXL	Extra-Large	min. 240	115 ± 5

Reißkraft / Tensile strength (N)	AQL	Bioburden (CFU)
Vor Alterung / Before aging ≥ 6 N	EN 455 / AQL 1,5 EN 374 / AQL 1,5	< 300 (CFU = colony- forming unit)
Nach Alterung / After aging ≥ 6 N		

Wandstärke / Thickness (mm)	
Handfläche / Palm	0,140 mm ± 0,030
Finger	0,160 mm ± 0,030

Prüfnormen / Testing standards	
EN 455-1 / -2 / -3 / -4	Ja / Yes
EN 374-1 / -2 / -3	Ja / Yes
EN 388	Ja / Yes
EN 420	Ja / Yes

Allgemeine Informationen / General information:

Produktbeschreibung / Product description:

Latexuntersuchungshandschuh, naturweiß, puderfrei, unsteril, texturiert, Rollrand, beidhändig passend, für den Einmalgebrauch. / Latex examination glove, natural white, powderfree, non-sterile, textured, beaded cuff, ambidextrous, disposable.

Inhaltsstoffe / Ingredients:

Naturkautschuklatex*, KOH, Sulfur, ZDEC, ZDBC, ZnO, Poly(dicyclopentadiene-co-P-cresol), Vultamol, CaCO₃. / Natural rubber latex*, KOH, sulphur, ZDEC, ZDBC, ZnO, poly(dicyclopentadiene-co-P-cresol), vultamol, CaCO₃.

Oberflächenbehandlung / Surface treatment:

Doppelchlorinierung / Double chlorination

Verpackung / Packing:

100 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton / 100 pcs. per package; 10 packages per carton

Haltbarkeit / Shelf life:

3 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht schützen, Temperaturen unter 5 °C und über 30 °C vermeiden. /

3 years if stored properly: store in a cool and dry place, protect from sunlight and fluorescent lighting. Avoid temperatures below 5 C° and higher than 30 C°.

Qualitätszertifikate / Quality certificates:

- EN ISO 9001; EN ISO 13485
- 93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I / Medical product of class I
- 89/686/EWG / EEC: Persönliche Schutzausrüstung der Kat. III / Personal protective equipment of cat. III
- Lebensmittelkonformität gem. EG-Verordnung / Food Compliance acc. to EC Directive 1935/2004

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Medittrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de. *Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, welches allergische oder anaphylaktische Reaktionen hervorrufen kann

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Medittrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de. *This product contains natural rubber latex, which may cause allergies and / or anaphylactic reactions.