

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Status:
2018-08

Nitril Sensory® blue

Unser blauer puderfreier, leichter
Untersuchungshandschuh aus Nitril / Our blue
powder-free, light examination glove made of Nitril



Physikalische Eigenschaften / Physical properties:

| REF | Größe / Size | Länge / Length (mm) | Breite / Width (mm) |
|--------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 2283XS | Extra-Small | min. 240 | ≤ 80 |
| 2283S | Small | min. 240 | 80 ± 10 |
| 2283M | Medium | min. 240 | 95 ± 10 |
| 2283L | Large | min. 240 | 110 ± 10 |
| 2283XL | Extra-Large | min. 240 | ≥ 110 |

| Reißdehnung / Elongation at break (N) | AQL | Bioburden (CFU) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Vor Alterung / Before aging Min. 6 | EN 455 / AQL 1,5 EN 374 / AQL 1,5 | < 300 (CFU = colony- forming unit) |
| Nach Alterung / After aging Min. 6 | | |

| Wandstärke / Thickness (mm) | |
|-----------------------------|-------------|
| Schaft / Cuff | 0,05 ± 0,02 |
| Handfläche / Palm | 0,07 ± 0,02 |
| Finger | 0,09 ± 0,02 |

| Prüfnormen / Testing standards | |
|--------------------------------|----------|
| EN 455-1 / -2 / -3 / -4 | Ja / Yes |
| EN 374-1 / -2 / -3 | Ja / Yes |
| EN 388 | Ja / Yes |
| EN 420 | Ja / Yes |

Allgemeine Informationen / General information:

Produktbeschreibung / Product description:

Nitriluntersuchungshandschuh, blau, puderfrei, unsteril, texturiert, Rollrand, beidhändig passend, für den Einmalgebrauch. / Nitril examination glove, blue, powderfree, non-sterile, textured, beaded cuff, ambidextrous, disposable.

Inhaltsstoffe / Ingredients:

Nitril, Kaliumhydroxid, Aquawachs, Zinkoxid, ZDEC, ZDBC, Sulfur, Titanium Dioxid, Antifoam EPL / Nitrile, Potassium Hydroxid, Aquawax, Zinkoxide, ZDEC, ZDBC, Sulphur, Titanium dioxide, Antifoam EPL

Oberflächenbehandlung / Surface treatment:

Online-chloriniert (einfach) / Online single chlorinated

Verpackung / Packing:

200 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton /
200 pcs. per package; 10 packages per carton

Haltbarkeit / Shelf life:

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken lagern, Temperaturen unter 10 °C und über 30 °C vermeiden, vor Ultravioletter Strahlung, wie direkter Sonneneinstrahlung oder Oxidationsmittel schützen. / 5 years if stored properly: store in a cool and dry place, avoid temperatures below 10 °C and higher than 30 °C, protect against ultraviolet light sources such as sunlight and oxidizing agents.

Qualitätszertifikate / Quality certificates:

- EN ISO 13485:2012 + AC:2012
- 93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I / Medical product of class I
- 89/686/EWG / EEC: Persönliche Schutzausrüstung der Kat. III / Personal protective equipment of cat. III
- Lebensmittelkonformität gem. EG-Verordnung / Food Compliance acc. to EC Directive 1935/2004

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de. *Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, welches allergische oder anaphylaktische Reaktionen hervorrufen kann

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de. *This product contains natural rubber latex, which may cause allergies and / or anaphylactic reactions.